


フルティフォーム

デバイス各部位の名称と注意点



- ※ フルプッシュ(吸入補助具)は原則使用します
- ※ アルミ缶を人差し指と中指で支えて持ちます(上下注意)
- ※ 背筋を伸ばして胸をはりまっすぐ前を向きます

フルプッシュを調剤時都度添付しない場合、捨ててしまっていないか確認してください

操作方法	ポイント
①吸入準備	☐ 使用回数が残っていることを確認します。 ☐ キャップの左右を持って外します。 ☐ 吸入器をよく振ります。
②息吐き	☐ 軽く息を吐いてから吸入口をくわえます。
③吸入	☐ 吸入口を軽く歯でくわえ、息を吸い始めると同時にアルミ缶を押し、薬剤を ゆっくり深く 吸い込みます。
④息止め	☐ 口から本体を離して、苦しくない程度(5秒程度)息止めます。
⑤息吐き	☐ 息をゆっくり吐き出します。
⑥繰り返し	☐ ①ー⑤を指示された回数繰り返します。
⑦後片付け	☐ 吸入口を拭いて、キャップを閉めます
⑧うがい	☐ ブクブク:くちの中、ガラガラ:のど、の各3回ずつを目安にうがいをします。
(初回のみ) 空うち	☐ キャップを外し、吸入器をよく振ります。 ☐ 吸入器を体から離してアルミ缶を押し、4回空噴霧する