

エアロスフィア(ビレーズトリ・ビベスピ)

操作方法	よくあるピットフォール
①吸入準備	<input type="checkbox"/> プッシュサポーターを空になった製品と一緒に捨ててしまった <input type="checkbox"/> キャップを外していない <input type="checkbox"/> 残量を確認していない <input type="checkbox"/> デバイスを上下逆に持っている
②息吐き	<input type="checkbox"/> 息吐きを行っていない <input type="checkbox"/> 姿勢が悪い
③吸入	<input type="checkbox"/> 「ゆっくり深く」吸いこめていない <input type="checkbox"/> ガスが口の隙間から漏れている <input type="checkbox"/> □□でくわえる前にアルミ缶を押している <input type="checkbox"/> 吐くタイミングでアルミ缶を押している <input type="checkbox"/> 息を止めてしまっている
④息止め	<input type="checkbox"/> 息止めを行っていない
⑤息吐き	
⑥繰り返し	<input type="checkbox"/> 連続で押して1度で吸おうとしている
⑦後片付け	
⑧うがい	<input type="checkbox"/> うがいをしていない <input type="checkbox"/> うがいをしているが不十分
その他	<input type="checkbox"/> (初回)空うちを行っていない、あるいは回数不十分 <input type="checkbox"/> 週1回の洗浄を行っていない <input type="checkbox"/> 洗浄後、缶を戻す際にガスが出てしまっている (出ないように慎重に缶を戻す) <input type="checkbox"/> 洗浄後、空うち(2回)を行っていない <input type="checkbox"/> 缶を戻した際にプッシュサポーターの窓から残量が見えない位置になっている