

ジェヌエア（エクリラ）

デバイス各部位の名称と注意点



※吸入器は、ボタンを上にして水平になるようにもちます。
 ※背筋を伸ばして胸をはりまっすぐ前を向きます。

操作方法	ポイント
<p>①薬の準備</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p>押す ↓</p> </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; text-align: center; margin-right: 10px;"> <p style="color: green;">吸入準備ができた状態</p> <p style="color: green;">薬剤がセットされています。</p> </div> <div style="text-align: center; margin-left: 10px;"> <p>↑ 離す</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> □カウンターで残量を確認します。 □キャップ両側部分を軽く押して引っ張り、外します。 □ボタンを下までしっかり押して離します。（信号が緑に変わります。） □カウンターの中央に「0」が表示されると、ボタンが押されたままロックされますが、最後の1回分は吸うことができます。
<p>②息吐き</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p style="color: red;">吸入できた状態</p> <p style="font-size: small;">吸入時、「カチッ」と音が聞こえます。音が聞こえた後も最後まで息を吸いきってください。</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> □十分に息を吐いてからマウスピースをくわえます。（吸入口には息を吹きかけない） □吸入器は水平のまま、吸入口を軽くかんで唇で包むようにくわえます。 □強く、早く、深く、息を吸い込みます。 □吸入時にカチッと音が聞こえ、信号が赤に変わります。 □音が聞こえた後も最後まで吸いきってください。
<p>④息止め</p>	<ul style="list-style-type: none"> □吸入器を口から離して、苦しくない程度(5秒程度)息止めします。
<p>⑤息吐き</p>	<ul style="list-style-type: none"> □息をゆっくりと吐き出します。
<p>⑥後片付け</p>	<ul style="list-style-type: none"> □キャップをはめます。