

ジェヌエア（エクリラ）

デバイス各部位の名称と注意点



※吸入器は、ボタンを上にして水平になるようにもちます。
 ※背筋を伸ばして胸をはりまっすぐ前を向きます。

操作方法

ポイント

①薬の準備



- カウンターで残量を確認します。
- キャップ両側部分を軽く押して引っ張り、外します。
- ボタンを下までしっかり押して離します。（信号が緑に変わります。）
- カウンターの中央に「0」が表示されると、ボタンが押されたままロックされますが、最後の1回分は吸うことができます。

②息吐き



- 十分に息を吐いてからマウスピースをくわえます。（吸入口には息を吹きかけない）
- 吸入器は水平のまま、吸入口を軽くかんで唇で包むようにくわえます。
- 強く、早く、深く、息を吸い込みます。
- 吸入時にカチッと音が聞こえ、信号が赤に変わります。
- 音が聞こえた後も最後まで吸いきってください。

④息止め

- 吸入器を口から離して、苦しくない程度(5秒程度)息止めします。

⑤息吐き

- 息をゆっくりと吐き出します。

⑥後片付け

- キャップをはめます。